



Bornsestraat 24 Hengelo

tel. 074 2914143

[*info@centrumvitaal.nl*](mailto:info@centrumvitaal.nl)

Biotri informatie

In de modus/stand 1 en 2 werkt het apparaat volgens de methode van BRT=bioresonantietherapie.

Er wordt een standaard programmabasis gebruikt voor BRT. Programma's worden gebruikt om complexen te creëren die gericht zijn op het corrigeren en voorkomen van specifieke ziekte aandoeningen (pathologie)

Doel van programma's voor de modus 1 en 2 (BRT-methode):

1. versterking en correctie van functies en systemen van het lichaam (musculoskeletaal, zenuwstelsel, integument, cardiovasculair, respiratoir, spijsverteringsstelsel, urinair, immuun, endocrien, reproductief);
2. preventie van vroegtijdige veroudering;
3. zorgen / tegengaan van besmetting;
4. lichaamsreiniging, eliminatie van giftige stoffen.

Stand/ modus 2 wordt de BRT-methode geïmplementeerd via multi frequentie synchronisatie technologie (MFS).

Daarom vindt de impact op het lichaam niet alleen plaats via een netwerk van bloedvaten, zenuwvezels, biologisch actieve punten op het huidoppervlak, maar ook via de watermatrix en op cellulair en intracellulair niveau. Als gevolg hiervan neemt de effectiviteit van BRT aanzienlijk toe. Door de gelijktijdige werking van drie zenders in de Biotri, komen de corrigerende frequenties het lichaam op drie niveaus binnen, resoneren met de structuren van het organisme, informeren ze over gezonde trillingsfrequenties en stimuleren het organisme om te werken aan zelfgenezing.

Stand / modus 3

In modus 3 worden de basale ritmes van het organisme beïnvloed. Basale ritmes zijn de eerste, fundamentele, diepe ritmes van de mens, ontwikkeld in de loop van de evolutie. In een toestand van gezondheid zijn ze duidelijk gedefinieerd en met elkaar gesynchroniseerd.

Stand / modus 4

Modus 4 werkt op de hersenen. Deze frequenties zijn gecorreleerd met de hersenritmes.

Doelstelling:

- vermindering van stressvolle invloeden, snelle ontspanning, verlichting van vermoeidheid;
- verbetering van geheugen en intellectuele functies;
- activering van leerprocessen en creativiteit;
- slaap normaliseren;
- activering van herstelprocessen;
- helpt bij vermindering van (chronische) pijnen;
- vermindering van en preventie bij tijdzoneveranderingen;
- verbetering van de fysieke werkcapaciteit;
- concentratie vergroten van de wilskracht;
- verbetering van stemming en welzijn;
- helpt bij veranderen ten opzichte van psycho traumatische situaties;
- helpt bij alcohol- en drugsverslaving;
- helpt bij afname van angst en stress;
- activering van stille reserves en mogelijkheden van organisme.
- indien je regelmatig stand/ mode 4 gebruikt helpt dat om de geest te kalmeren en ontspant het lichaam.
- Helpt bij beschermen van het exogene elektromagnetische veld.

Scantechnologie

In de stand / modus 2, 3 en 4 wordt de technologie gebruikt van het scannen en detecteren van resonantiefrequenties.

Het apparaat past zich aan en de impact van therapeutische frequenties treedt op bij resonantiefrequenties die "hoorbaar" zijn voor het lichaam.

Niet onbelangrijk: je hebt meer resultaat als je bij het inschakelen van het apparaat in de stand / mode 2, 3, 4, het apparaat met de achterkant naar het lichaam worden gedraaid en gedurende 3-5 seconden op een

afstand van 20-30 cm worden geplaatst. Gedurende deze tijd vindt er activering en initiële instelling van scantechnologie plaats.

Stand / modus 1

Bij gebruik van modus 1 kan het apparaat direct naast of op het lichaam (in de zak) worden geplaatst of dichtbij het lichaam worden geplaatst. Ook in stand/ modus 1 is het wenselijk om de inrichting met de achterkant tegen het lichaam te plaatsen, anders wordt de efficiëntie verminderd.

Bij gebruik van de modus 2, 3 en 4 dient het apparaat altijd met de achterkant naar de persoon te worden gelegd. In de modi 2 en 3 is de effectieve invloed 20 tot 50 cm.

Bij gebruik van modus 4 moet het apparaat op een afstand van 20-30 cm worden geplaatst.

Duur en periodiciteit van het gebruik van het apparaat

- Het is niet raadzaam om in stand / mode 1 meerdere programma's per dag te gebruiken (deze duren doorgaans langer dan 3 uur).
- Het is raadzaam om programma's in mode 1 niet meer dan 1 week achtereen te gebruiken. Hetzelfde geldt ook voor andere programma's. Afwisseling van programma's is het advies!
- Voor een goed resultaat is het in de regel noodzakelijk om een reeks sessies te volgen. Het gemiddelde verloop van de correctie is 14-21 dagen. Het is wenselijk om tussen de gangen een paar dagen pauze te nemen of programma's zoals hierboven beschreven te wisselen.
- Er worden 2 kleine magneetjes bij de Biotri geleverd. Mocht hoe dan ook het apparaatje vastlopen of niet goed werken kun je daarmee het systeem resetten.

Contra-indicatie

- geïmplanteerde pacemaker
 - mensen die onder invloed van alcohol of psychoactieve drugs zijn mogen het apparaat niet gebruiken.
 - Ben je niet zeker van je zaak, vraag je (huis of behandelend) arts om advies.
-
-

Toelichting

Alpha-frequenties

Constance stress heeft een negatieve invloed op uw gezondheid.

Opgehoopt gedurende de dag, put stress mentaal en emotioneel uit en het berooft het leven van vreugde. Programma's van alfa-ontspanning stimuleren alfa-golven in de hersenen. Ze ontspannen je en helpen je stress kwijt te raken. Ze dragen bij aan het emotionele, fysieke en mentale evenwicht.

Dagelijkse toepassing van alfa-ontspanning veroorzaakt de gewoonte om gefocust te zijn, maar niet gespannen. U kunt alle drie de programma's tegelijkertijd gebruiken of er een kiezen op basis van uw gevoel.

Bèta-ritme

Bèta-ritme is kenmerkend voor naar buiten gerichte concentratie, wat vaak tot angstige gevoelens kan leiden. Logisch denken, intellectuele activiteit en hard werken drukken het bèta-ritme, evenals gevoelens van angst en teveel moeten. Een deel van de bèta-golven wordt in verband gebracht met een verhoogde afgifte van stresshormonen (epinefrine, norepinefrine). De duur van het programma is 30 minuten.

Met de programma's die werken op het Beta ritme kun je de geest synchroniseren met het universum, "om de tijd te stoppen".

Schumann

De mens resonanceert met de omringende wereld en heeft verschillende signalen van de omgeving nodig, dit heet de 'biologische klok'. Dit werd voor het eerst ontdekt tijdens de eerste ruimtevluchten met astronauten aan boord. De frequentie van Schumann-golven is 7,8 Hz.

In de jaren vijftig berekende Schumann, hoogleraar elektrofysica uit München, de resonantiefrequenties van de ruimte van de aardmantel, die wordt gevormd door het aardoppervlak (dat een goede elektrische geleiding heeft) en de ondergrens van de ionosfeer. Het is opmerkelijk dat de hippocampus in de hersenen van alle zuigelingen en zoogdieren exact dezelfde frequentie heeft. Dit gebied is verantwoordelijk voor de aandacht en het concentratievermogen en speelt een doorslaggevende rol bij het slapen. Als er een omgevings signaal van 7,8 Hz ontbreekt, dan, zoals experimenten in een afgeschermd bunker op vrijwilligers toonden, treedt er tijdelijke desoriëntatie, hoofdpijn, enz. staat van vrijwilligers voor meerdere dagen. Het programma eindigt met een alfaritme om een

patiënt energie te geven. De programmaduur is 25 minuten, de tijd per frequentie is 30 seconden.

Delta-sessie (om in slaap te vallen)

Het programma stimuleert deltagolven, waardoor je gemakkelijk in slaap kunt vallen en fris en vol energie wakker kunt worden. Het draagt bij aan een diep herstel van de slaap, wanneer de hersenen gifstoffen kunnen verwijderen en het lichaam belangrijke hormonen zoals melatonine en groeihormoon aanmaakt. Deze processen helpen je de mentale, emotionele en fysieke conditie te verbeteren en versterken ook het immuunsysteem.

Het programma wordt aanbevolen bij het in slaap vallen. Als u slaapstoornissen heeft, moet u de cursus van het programma opnieuw gebruiken. Voordat u het programma gebruikt, verdient het de voorkeur om een stimulatie uit te voeren in het alfabereik (programma alfa-relaxatie). De gemiddelde frequentiemodulatie van EHF-zenders is 196 Hz. De duur van de stimulatie in het Delta-bereik (frequentie tot 3 Hz) is 20 minuten. Als er na gebruik van het programma actieve acties moeten worden ondernomen, is het wenselijk om de alpha-relaxatie van het programma in te schakelen.

Delta-ritme (om in slaap te vallen)

Delta-golven helpen je om gemakkelijk in slaap te vallen en fris en vol energie wakker te worden. Het draagt bij aan een diep herstel van de slaap, wanneer de hersenen gifstoffen kunnen verwijderen en het lichaam belangrijke hormonen zoals melatonine en groeihormoon aanmaakt. Deze processen helpen je de mentale, emotionele en fysieke conditie te verbeteren en versterken ook het immuunsysteem.

Het delta-ritme ligt in het bereik van 0,5 - 3,5 Hz. Deze frequenties zijn kenmerkend voor een diepe slaap zonder dromen, voor een staat van trance en diepe hypnose. In een staat van waakzaamheid worden ze zeer zelden opgenomen. Deltaritme zijn van groot belang voor de processen van herstel, revalidatie en voor het intacte immuunsysteem. De programmaduur is 20 minuten, de tijd per frequentie is 30 seconden.

Programma voor kinderen

Programma voor kinderen wordt gebruikt voor synchronisatie van de hersenritmes, voor psychische stabilisatie van het onderbewustzijn van belaste kinderen. Indicaties:

- angsten uit de kindertijd
- neurose-achtig syndroom (bedplassen, tics, logoneurose)

- leermoeilijkheden (moeilijk onthouden, geheugenverlies)
- schending van de concentratie van aandacht
- verhoogde vermoeidheid, verminderde werkcapaciteit
- allergieën, verminderde activiteit van het immuunsysteem
- als hulpmiddel bij spraakstoornissen bij kinderen
- adolescenten, zogenaamde "moeilijke kinderen": agressiviteit, isolement van het kind, schending van gedragsreacties, conflicten met tijdgenoten, leerkrachten, ouders;

Depressieprogramma-1

Aub overdag gebruiken (de ogen open)

Indicaties

- depressies zonder angsttoestanden
- vermoeidheid, vreugdeloosheid, zwakte

Contra-indicaties

- manische fase van depressie met staat van angst

Depressieprogramma – 2

Aub overdag gebruiken (de ogen open)

Indicaties

- manische fasen van depressie
- angst, nervositeit
- fobieën, angsttoestanden
- conflicterende stressvolle situaties
- 'vegetatieve dystonie'
- psychosomatische klachten over hart en bloedsomloop
- vegetatieve aandoeningen van het maagdarmkanaal (evenals maagzweer)
- verhoogd cholesterol, triglyceriden
- toestanden van spanning van schoudergordel en wervelkolom

Depressieprogramma – 3

Wordt gebruikt om endocriene regulatiestoornissen te genezen die worden veroorzaakt door verschillende soorten depressies. Je hebt een beter resultaat als je bij gebruik van dit programma je ogen sluit.

Indicaties

- depressie tijdens de menstruatie bij adolescenten
- depressie in de puberteit bij meisjes.

Studie programma

Toepassing van dit programma heeft een stimulerend effect op glutamines en neurotransmitters in de hersenen, vergroot de intellectuele capaciteiten van de patiënt significant in combinatie met de programma's cerebrale programma en studieprogramma.

Het beste kun je dit programma over de dag 3 tot 5 keer gebruikt met dagelijkse afwisseling.

Indicaties

- creativiteit activering
- verbetering van de bloedcirculatie in de hersenen

Anesthesie programma

Dit programma helpt om met meer succes om te gaan met gespannen hoofdpijn en andere soorten ongemak. Het gaat hierbij om, en helpt bij 'metaforische pijntransformatie'. De patiënt kan chronische pijnen verminderen en vaak elimineren en de mogelijkheden van het organisme op weg naar zelfherstel vergroten. Met behulp van de MFS-methode verhoogt het endorfineniveau en brengt het in een staat van hypnose-meditatie die het mogelijk maakt om pijn te beheersen. De resultaten worden vooral opgemerkt wanneer de pijn wordt veroorzaakt door psychofysiologische stoornissen, wat betekent dat het een stressreactief karakter heeft. Veel ziekten die verband houden met pijn, inclusief die welke de primaire fysieke oorzaak hebben, dragen bij aan de ontwikkeling van emotioneel stressvolle stoornissen die leiden tot de ontwikkeling van een 'vicieuze cirkel'. De toepassing van het huidige programma maakt het mogelijk om deze cirkel te doorbreken en pijn aanzienlijk te verzwakken of te elimineren.

Studieprogramma

We hebben de ervaring dat mensen een diepe ontspanning ervaren, wat overeenkomt met het hoge niveau van intellectuele paraatheid. Het programma synchroniseert het hersenritme, verlicht stress bij een student en maakt het mogelijk vergeten herinneringen uit het onderbewustzijn te vergroten. De totale programmaduur is 35 minuten.

Dit programma werkt beter indien je de ogen sluit en je je even terug trekt of mediteert. Voor therapeutische doeleinden is het beter om dit programma 1-2 keer per week te gebruiken.

Programma voor 'peace'

Dit programma is een algemeen versterkingsprogramma dat wordt gebruikt voor diepe interne ontspanning en stabilisatie van het immuunsysteem.

Indicaties

- toestanden van angst en nervositeit
- conflicten met stressvolle situaties binnen het gezin of op school (psychologische conflicten met tijdgenoten, leerkrachten en ouders)
- asthenisch-neurotisch syndroom bij kinderen en adolescenten (prikkelbaarheid, huilerigheid, emotionele labiliteit)
- vegetatieve dystonie tijdens de puberteit
- fobieën
- psychosomatische stoornissen bij kinderen en adolescenten (galdyskinesie, maag- en twaalfvingerige darmzweer, bronchiale astma)
- vegetatieve-viscerale krampen
- verstoring van het proces van in slaap vallen en slapen (rusteloze slaap, vaak wakker worden, nachtmerries, slaapwandelen, slaap praten)
- spanningstoestanden in schoudergordel en wervelkolom.

Programma voor slapen -1

Voor slapen is het altijd beter om geen opwekkende middelen te gebruiken zoals: alcohol, drugs, teveel koffie en teveel alcohol, zware maaltijd 3-4 uur voordat je gaat slapen. Zorg ook dat het donker is op de slaapkamer.

Indicaties

- slapeloosheid
- verstoring van het proces van inslapen en slapen (rusteloze slaap, vaak wakker worden, nachtmerries, slaapwandelen)
- alle angststoestanden die worden gevolgd door slaapstoornissen of die niet kunnen worden geëlimineerd door het programma van vrede te gebruiken.

Programma voor slaap-2

Dit programma goed te gebruiken voor het slapen gaan, wanneer het kind moe is, maar niet in slaap kan vallen of wanneer het 's nachts wakker wordt en lange tijd niet in slaap kan vallen. Anders zijn de indicaties Stress programma-1 hetzelfde als voor het programma voor slaap.

- Het wordt gebruikt om psychische blokkades te elimineren en een patiënt vrij te laten voor stressspiraal - ziekte - stress
- toestanden van psychische blokkades
- conflicterende stressvolle situaties binnen het gezin, op school (psychologische conflicten met tijdgenoten, leerkrachten, ouders);
- angst, nervositeit;
- neurotisch syndroom (nachtelijke urine-incontinentie, tics)
- angsten uit de kindertijd

Stressprogramma-2

Dit programma heeft een specifiek effect op de regulering van de immunologische toestand, aangezien de stressmechanismen nauw verbonden zijn met het immuuniteitssysteem. Stress leidt tot een stabiele afschuiving van het hormonale evenwicht en daarmee tot een constante onderdrukking van het immuunsysteem.

Indicaties

- degeneratieve ziekten die verband houden met het immuuniteit
- allergieën
- schimmels
- lymfatische diathese bij kinderen
- voor preventieve doeleinden om de beschermende krachten te vergroten
- conflictstresssituaties binnen het gezin, op school (psychologische conflicten met tijdgenoten, leerkrachten, ouders)
- staten van angst, nervositeit
- psychosomatische aandoeningen bij kinderen en adolescenten (gal, dyskinesie, maag- en twaalfvingerige darmzweren, bronchiale astma)
- hoofdpijn en duizeligheid (ook bij kinderen en adolescenten en gevolgen na hersenschudding)

Stressprogramma-3

Dit is het belangrijkste programma dat wordt gebruikt om endocriene regulatiestoornissen te genezen die worden veroorzaakt door een stressvolle situatie.

Indicaties

- Alle ziekten/verstoringen die verband houden met een tekort aan endocriene klieren
- Eczeem (agv stress)
- zweer in de twaalfvingerige darm (agv stress)
- bronchiale astma
- neurosen
- migraine
- menstruele onregelmatigheden
- hormonaal-vegetatief syndroom (inclusief anorexia nervosa en boulimie);

Stressprogramma-4

Dit is een basisprogramma voor alle soorten 'hecht'-pijn, wordt gebruikt om spasmen te verminderen.

Indicaties

- migraine
- alle soorten spasmen
- krampachtige pijn in schouder- en nekgebied
- navelstreng koliek bij kinderen
- vegetatieve-viscerale krampen

Seksuele regulering-1

Het programma wordt gebruikt om de middelen voor seksuele regulering te vergroten in het geval van een verzwakking van de potentie.

Seksuele regulering-2

Dit programma is een alternatief voor het vorige en wordt gebruikt in gevallen waarin het effect onvoldoende is.

Theta-ontspanning

Theta-ontspanning geeft toegang tot de inhoud van het onbewuste deel van de geest, vrije associaties, onverwachte inzichten, creatieve ideeën. Programma's stimuleren de hersenen om meer bèta-endorfinen te produceren - stoffen die verantwoordelijk zijn voor vreugde, ontspanning en pijnvermindering. Theta-status is nuttig voor diepe ontspanning en uitbreiding van creatieve mogelijkheden. Handig om het geheugen te verbeteren.

De stimulatiefrequentie is 6-8 Hz.

Energiek programma

Energizing-programma maakt het mogelijk om snel het organisme te activeren dat vooral belangrijk is na het ontwaken in de ochtend of na ernstige vermoeidheid.

Superprogramma-1 (wordt gebruikt in modus 2)

Het programma synchroniseert alle belangrijke biofysische processen op verschillende niveaus. Het wordt gebruikt voor ziekten, waaronder allergieën, intoxicaties, brandwonden, bronchiale astma en asthenie; in revalidatiefase na verwondingen, operaties en verschillende ziekten.

Superprogram-2 (wordt gebruikt in de modus 4)

Het programma wordt gebruikt voor spasmen van gladde spieren van slagaders en holle organen (darm, galwegen, pylorus, urinewegen, bronchiën, sommige vormen van migraine en neuralgie van hersenzenuwen).

Superprogramma-3 (wordt gebruikt in modus 3)

Het programma wordt gebruikt voor ontstekings- en dystrofische processen van verschillende organen en weefsels, waaronder de behandeling van flegmonen, abscessen, tromboflebitis, serositis, lymfostase, levercirrose met hepatomegalie, evenals atonische spataderen van de benen, inwendige organen en testikels.